


HoLEP


- Enucleação: VersaPulse PowerSuite 100W: 40W (2 J e 20 Hz).
- Morcelação: Lumenis VersaCut.
- Técnica: Enblock.
- Próstata: 90 gramas.





HoLEP

- Tempo de Enucleação: 30 minutos.
- Tempo de Morcelação: 15 minutos.
- Tempo de sonda: 20 horas
- Tempo de hospital: 24 horas
- Peso enucleado: 50 gramas (BPH).



Prostate *day*

UM DIA DEDICADO ÀS DOENÇAS DA PRÓSTATA

09 de Novembro | Hotel Meliá Paulista

